



PURIVAC

Concentrated Cleaner & High-Level Disinfectant For Suction, Spittoons and Hemodialysis Apparatus

Product Information:

PURIVAC is a concentrated non-foaming solution for cleaning, disinfecting and deodorizing suction systems, separators, and spittoons in dental clinics, Hemodialysis apparatus from germs, coagulated blood, organic residue and soiling limescale of biofilm.

- Provides a wide anti-microbial activity against bacteria, viruses (including non-enveloped), fungi, bacterial spores and parasites.
- Aldehyde and phenol free.
- Odor control in suction lines. Prevents blockage.
- Economical to use.

Recommended Uses:

- Suction lines, spittoons, separators and water units.
- Hemodialysis apparatus.

Instructions For Use:

- Shake well before use.
- Dilute PURIVAC at 2:100 by adding 20ml to 1L of water (2 bottle's cap).
- Pour or aspirate 1L of the solution into the system or use the amount indicated in the maintenance instructions of the equipment.
- Soak for 10 minutes; 15 minutes for heavily soiled equipment.
- Flush out.
- Rinse the system once with fresh water.
- * Aspirate after each use or at least twice a day (mid-day & at the end of the working day).
- * For use in hemodialysis apparatus, follow the manufacturer's instructions.
- * Stability of the unused diluted solution is 7 days.

Anti-Microbial Efficacy :

ACTIVITY SPECTRUM	STANDARD	STRAINS	CONTACT TIME
Bactericidal (Gram +/-)	EN 13727	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli	5 min
Virucidal (Enveloped/ Non-enveloped)	EN 14476	Vaccinia, HIV, HBV, HTLV, HDV, Influenza virus, Coronavirus (e.g. SARS, MERS), Herpesviridae, Hepatitis C, Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus	10 min
Fungicidal / Yeasticidal	EN 13624	Candida albicans	10 min
	EN 1275	Aspergillus brasiliensis	
Bacterial Spores	EN 13704	Bacillus Subtilis	15 min
Tuberculocidal / Mycobactericidal	EN 14348	Mycobacterium terrae	10 min

WARNING:

PURIVAC is a concentrated product with highly alkaline pH. Do not mix with acids. Safety measures should be taken to avoid inhalation or skin exposure, protective rubber or neoprene gloves are recommended when using the concentrate. Do not ingest.

FIRST AID:

In case of skin contact, rinse thoroughly with water.
In case of eye contact, rinse immediately with plenty of water for several minutes, and seek medical attention.
In case of ingestion, rinse mouth, do not induce vomiting and seek medical advice.
In case of inhalation, remove person to fresh air and seek medical attention immediately.

STORAGE:

Store in original container locked up in between +5 °C to +30 °C away from heat and direct sunlight. Keep out of reach of children.

معلومات المنتج:

- منظف قوي وسريع الفعالية، غير رغوي بشكل تام.

- طيف جرثومي واسع، يقضي على البكتيريا، الفيروسات (بما فيها غير

المغلقة)، الفطريات، الأبواغ البكتيرية والطفيليات.

- خالي من الفينول والألدهيدات.

- يقضي على الروائح الكريهة المتبقية من أجهزة الشفط.

- يمنع انسداد وانقطاع الشفط.

- اقتصادي عند الاستعمال.

مناطق التطبيق:

PURIVAC منظف و مطهر مركز عالي المستوى غير رغوي لأجهزة الشفط

والمبصرة، وأجهزة غسيل الكلى من الدم، المواد العضوية المتخثرة،

الترسبات الجيرية والجراثيم.

طريقة الاستعمال:

- رَخَّ العبوة جيداً قبل الاستعمال.

- يمدد PURIVAC بنسبة ٢:١٠٠ أي بإضافة ٢٠ مل الى كل لتر ماء (اثنين من

غطاء العبوة لكل لتر ماء).

- يشفط مقدار ١ لتر من المحلول أو كمية مناسبة وفقاً لتعليمات الجهاز.

- زمن التماس: ١٠ دقائق، أو ١٥ دقائق للأجهزة شديدة الإتساخ.

- اشطف الجهاز بالماء النقي مرة واحدة بعد استخدام PURIVAC.

- ينصح بتنظيف وتطهير أدوات الشفط بعد كل استعمال أو مرتين على

الأقل في اليوم (منتصف اليوم وآخره).

- للاستعمال في أجهزة غسيل الكلى، اتبع تعليمات المصنّع المرفقة

مع الأجهزة.

- ثبات المحلول الممدد غير المستعمل ٧ أيام.



Composition:

An aqueous blend of Potassium Hydroxide, Sodium Hypochlorite, Organic Chelating Agent and Corrosion Inhibitor.

Developed & Tested
under EU Norms at



التحذيرات والإسعافات الأولية:

MDS GUARD + غير سام لكنه يحتوي على مواد كيميائية لذا يجب استعماله ممن هو مختص.

ينصح بوضع قفازات لدوي البشرة الحساسة. تجنب ملامسته للعين وابتلاعه.

غير متوافق مع المنظفات الأنيونية (السالبة)، الصابون الطبيعي والمواد المؤكسدة.

في حال ملامسة الجلد للمحلول، اغسل جيداً بالماء. في حال تعرض العين للمنتج، اغسل

جيداً بالماء. قد يحدث احمرار، وفي حال استمرار الاحمرار لأكثر من ٣٠ دقيقة راجع الطبيب.

في حال بلع المحلول، اشرب كوب من الحليب، وراجع الطبيب.

يحفظ بين ٥+°C الى ٣٠+°C بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وبعيداً عن متناول الأطفال.



because we caré